

**Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)****产品简介:**

Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)由 1M Tris 等组成, 不含变性剂 SDS, 用于 Tris-Tricine 缓冲液系统分离 SDS 和多肽, 使用时需用蒸馏水或去离子水稀释至 1×后使用。

产品组成:

名称	SS0818	保存条件
Tris-Tricine 阳极缓冲液(5×,pH8.9)	500ml	4℃
说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

1、用蒸馏水或去离子水稀释到 1×后, 在电泳装置的下缓冲液槽加入 1×Tris-Tricine 阳极缓冲液, 装配。

注意事项:

- 1、如果每次的使用量很小, 可以适当分装后再使用。
- 2、为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 3 个月有效。