



番红 O 染色液(0.1%)

产品简介:

番红 O 是一种结合多阴离子的阳离子染料,嗜碱性的软骨与碱性染料番红 O 结合呈现红色,它常与固绿合用用于显示软骨,是基于阳离子染料粘多糖中阴离子集团的结合,嗜酸性的骨和酸性染料固绿结合而呈绿色或蓝色,与呈现红色的软骨对比鲜明,从而将软骨组织与骨组织区分开。亦可用于植物标本、肥大细胞的染色等。

产品组成:

名称	SS0515	保存条件
Safranin O Stain(0.1%)	100ml	RT, 避光
说明书	1 份	

操作步骤(仅供参考):

- 1、 请按实验具体要求进行操作。
- 2、 单独使用一般染 1~2min。

染色结果:

软骨基质、细胞浆	红色
----------	----

注意事项:

- 1、 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。

有效期: 6 个月有效。